

■ mLINE 手动移液器

轻而易举的精准

Sartorius 百得家族最先进的手动移液器—mLINE—为您提供杰出的人体工程学、卓越的性能和安全性。它是长时间从事重复性手动移液工作的最佳选择，可以防止手、手臂和肩膀出现与工作有关的劳损。

□ 功能和优势



性能规格及订购信息

产品编号	通道数	量程 (μl)	可变量 (μl)	测量体积 (μl)	系统误差 (%)	随机误差 (%)	安全圆锥过滤器 标准型	增强型	Optifit 吸头 (μl)	SafetySpace™ 滤芯吸头 (μl)
725010	1	● 0.1-3 μl	0.002	3 1.5 0.3	1.30 2.40 10.00	0.80 1.60 6.00	-	-	10	10
725020	1	● 0.5-10 μl	0.01	10 5 1 0.5	1.00 1.50 2.50 5.00	0.60 1.00 1.50 4.00	-	-	10	10
725030	1	● 2-20 μl	0.02	20 10 2	0.90 1.20 3.00	0.40 1.00 2.00	721014	-	200	20
725050	1	● 10-100 μl	0.10	100 50 10	0.80 1.00 2.00	0.15 0.40 1.00	721008	721018	200 350	120
725060	1	● 20-200 μl	0.20	200 100 20	0.60 0.80 2.30	0.15 0.30 0.90	721007	721017	200 350	200 300
725070	1	● 100-1000 μl	1.00	1000 500 100	0.70 0.70 2.00	0.20 0.20 0.50	721006	721016	1000	1000
725080	1	● 500-5000 μl	10.0	5000 2500 500	0.50 0.60 2.00	0.20 0.30 0.60	721005	721015	5000	-
725090	1	● 1-10 ml	20.0	10000 5000 1000	0.60 1.20 3.00	0.20 0.30 0.60	721005	721015	10 000	-
725120	8	● 0.5-10 μl	0.01	10 5 1	1.50 2.50 4.00	1.00 2.50 4.00	-	-	10	10
725130	8	● 5-100 μl	0.10	100 50 10	0.70 1.00 3.00	0.25 0.70 1.50	721008	721018	200 350	120
725140	8	● 30-300 μl	0.20	300 150 30	0.60 1.00 2.00	0.25 0.50 1.00	721007	721017	350	300
725220	12	● 0.5-10 μl	0.01	10 5 1	1.50 2.50 4.00	1.00 2.50 4.00	-	-	10	10
725230	12	● 5-100 μl	0.10	100 50 10	0.70 1.00 3.00	0.25 0.70 1.50	721008	721018	200 350	120
725240	12	● 30-300 μl	0.20	300 150 30	0.60 1.00 2.00	0.25 0.50 1.00	721007	721017	350	300

这些规格是在严格控制的条件 (ISO 8655) 下得到的典型试验规格。由于赛多利斯不断的研发工作，规格如有改变，恕不另行通知。

支架和配件

产品编号	项目
725600	mLINE 旋转支架，可悬挂 6 个移液器
725610	mLINE 单个移液器挂钩
725620	倾斜支架
726203	校准工具 / EP 管开帽器
726001	颜色识别帽，5 pcs



最符合人体工程学的手动移液器。

质优价廉，是您的不二选择！

- 五种mLINE®移液器组合装满足您的各种需求
- 每套组合装包括3-5支mLINE®手动移液器、一个倾斜支架及适配吸头
 - 用更具杰出准确度、精准度和高度人体工程学设计的新型移液器取代现有移液器
 - 用新型高品质移液器为每位研究人员创建新的移液工作站

订购编号
LH-725661

组合装内容
mLINE® 移液器3支装10

- mLINE® 移液器：0.5-10 μl 、10-100 μl 、100-1000 μl
- Sartorius Optifit 盒装吸头：0.2-10 μl 、0.5-200 μl 、10-1000 μl
- 倾斜支架



订购编号
LH-725662

组合装内容
mLINE® 移液 3支装 20

- mLINE® 移液器：2-20 μl 、20-200 μl 、100-1000 μl
- Sartorius Optifit 盒装吸头：0.5-200 μl 、10-1000 μl
- 倾斜支架



订购编号
LH-725663

组合装内容
mLINE® 移液器 4支装

- mLINE® 移液器：0.5-10 μl 、10-100 μl 、20-200 μl 、100-1000 μl
- Sartorius Optifit 盒装吸头：0.2-10 μl 、0.5-200 μl 、10-1000 μl
- 倾斜支架



mLINE® - 轻而易举的精准

Sartorius Biohit *family* 最先进的手动移液器—mLINE®—为您提供杰出的人体工程学、卓越的性能和安全性。它是长时间从事重复性手动移液工作的最佳选择，可以防止手、臂和肩膀出现与工作有关的劳损。

人体工程学

- 极轻的移液力和吸头弹出力可以保护您免受重复性劳损(RSI)的困扰
- 符合人体工程学的指钩设计让您可以轻松地将移液器握于掌中

性能

- 内部元件的隔热性能保证了取样温度的稳定性，即使长时间连续移液也能同样保证高度准确和可重复的结果
- 易于使用的校准功能可以让您针对不同密度的液体进行快速校准，从而确保了对各种液体移液的准确性

安全性

- 安全圆锥过滤器和整支高温灭菌(蒸汽灭菌)将污染风险降至最低
- 容量锁定装置可以避免在移液过程中出现意外的容量变化，从而获得准确无误的结果



订购编号
LH-725665

组合装内容
mLINE® 移液器 3+1组合装

- mLINE® 移液器：0.5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl 和8道30-300 µl
- Sartorius Optifit 盒装吸头：0.2-10 µl, 0.5-200 µl, 5-350 µl, 10-1000 µl
- 倾斜支架

订购编号
LH-725664

组合装内容
mLINE® 移液器5支装

- mLINE® 移液器：2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl
- Sartorius Optifit 盒装吸头：0.5-200 µl, 10-1000 µl, 5000 µl
- 倾斜支架